

## CBD100 Olie ”Stenocare”

Dette produktinformationsark er udarbejdet af mellemproduktfremstilleren af det omhandlende cannabismellemprodukt.

Det er vedlagt i pakningen og publiceret sammen med produktarket på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, så læger, apoteker, borgere mfl. derved kan orientere sig i disse på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

### Oversigt:

1. Indhold
2. Beskrivelse af anvendelse
3. Opbevaring og holdbarhed
4. Yderligere oplysninger

### 1. Indhold

1 mL indeholder: 125 – 143 mg ekstrakt (som blødt ekstrakt) fra *Cannabis sativa* L., flos (cannabisblomst) svarende til 100 mg cannabidiol (CBD) og maksimalt 5 mg dronabinol (THC). Ekstraktionsmiddel: Flydende carbondioxid.

Mundhulevæske, opløsning

#### Hjælpestoffer

Olivেনolio, rensat.

#### Medicín mål

Doseringsprøjte på 1,0 mL og med en graduering á 0,1 mL er vedlagt


### 2. Beskrivelse af anvendelse

Brug altid produktet efter lægens anvisning, ved tvivl kontaktes lægen.

Rygning af cannabisproduktet frarådes. Inhalation af cannabisproduktet frarådes.

#### Beskrivelse af anvendelse

##### Trin 1:



Tryk ned på låget samtidig med at låget drejes for at bryde forseglingen af flasken.

##### Trin 2:



Tag doseringsprøjten og hiv dens prop af.

Isæt sprøjten i hullet i flaskens plastikindsats, der fungerer som drypstopper.

Vend langsomt flasken på hovedet, som vist på figuren.

Fyld sprøjten med den ordinerede dosis ved at trække i stemplet.



### Trin 3:



Vend langsomt flasken tilbage og stil den på bordet.  
Kontroller at sprøjten indeholder ordinerede dosis.  
Træk sprøjten forsigtigt ud af flasken og skru låget på flasken.

### Trin 4:



Tøm doseringssprøjtes indhold forsigtigt under tungen. Olien skal holdes under tungen så længe som muligt.

Efter brug:  
Rengør doseringssprøjten med varmt vand og tør med en ren klud.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af CBD100 Olie "Stenocare" end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

## 3. Opbevaring og holdbarhed

### Opbevaring

Før åbning:

Må ikke opbevares over 25°C. Opbevares i original plastflaske, tæt tillukket, for at beskytte mod lys og fugt.

Efter åbning:

Må ikke opbevares over 25°C. Opbevares i original plastflaske, tæt tillukket, for at beskytte mod lys og fugt.

### Holdbarhed

Før åbning:

6 måneder

Efter åbning:

4 uger

## 4. Yderligere oplysninger

### Pakningsstørrelse

30 mL

### Navn og adresse på fremstilleren af cannabismellemproduktet

Stenocare A/S, Lejrvej 9, 3500 Værløse

### Dette patientinformationsark blev senest ændret

29.01.2025

Du kan finde yderligere oplysninger om dette produkt på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside <http://www.dkma.dk>.